

DENAA + Fitness WASH

La lessive pour vêtements fonctionnels



DENAA+ WASH est la solution alternative idéale à vos lessives classiques. Grâce à l'ajout de probiotiques et d'ingrédients naturels, les particules de saleté organiques et les odeurs désagréables sont éliminées en profondeur, tout en respectant l'environnement. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. Ces derniers ont été sélectionnés par des experts afin de garantir leur efficacité. Ce produit est particulièrement adapté au nettoyage des vestes EMS et des vêtements de sport.



Formule prête à l'emploi

Spécialement conçue pour le nettoyage des vestes EMS

Détache les vêtements en respectant l'environnement

Élimine les molécules responsables des mauvaises odeurs

Ingrédients naturels et certifiés

Effigy'nov

La gamme DENAA+ Fitness & Wellness se compose de détergents **innovants spécialement conçus pour les centres de sport, fitness et bien-être** où l'hygiène durable et l'élimination des molécules organiques responsables des mauvaises odeurs jouent un rôle important, notamment dans le bien-être des visiteurs. Cette ligne a été développée au Luxembourg avec le soutien de la science pour **détruire efficacement et naturellement les molécules organiques tout en respectant les rejets d'eau** que cela implique.

Avec les produits DENAA+ Fitness & Wellness, les installations sportives privées et publiques peuvent désormais être **nettoyées et maintenues propres sans utiliser de produits chimiques**.

Utilisation :

Bien agiter avant utilisation.

Versez 30 ml (pour une eau calcaire 40 ml) de lessive liquide dans le bac à produits ou directement dans le tambour de lavage. Temps de lavage recommandé : 20 minutes à 30°C. Avant la première utilisation, veuillez nettoyer le bac à produits de tout détergent restant.

Mode d'emploi :

Gardez le produit inaccessible aux enfants. Conserver dans des emballages scellés dans un endroit sec entre 10°C et 30°C et les protéger du gel. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits.

Caractéristiques techniques

Composition	Eau – Mélange bactérien de bacillus – Alcool C12-C14 éthoxylés, propoxylés – Épaississant – Glycereth17 Cocoate – Glycérol – Acide citrique – Arôme orange
Aspect	Liquide opaque jaune clair
Critères du contrôle qualité	Densité à 30° : environ 1.05 g/l – pH 3.0 - 4.0 – pH de la solution à 1% : 4.0 - 5.0 – Contenance en eau : min 60%
Conditionnement	Code 510520 : Flacon de 300 ml - Unité de vente : Carton de 36 unités Code 510521 : Bouteille 1L avec doseur - Unité de vente : Carton de 20 unités Code 510522 : Bidon de 5 L - Unité de vente : Carton de 4 unités



18 Allée du Parc Saint Georges - 53960 BONCHAMP – France

Tél : 06 61 50 82 75 - E-mail : yves.vieillescazes@effigy-pro.com

www.effigy-pro.com

Des solutions innovantes pour les professionnels de l'hygiène